



### Пошаговая инструкция по запуску исследования с CD –диска:

1. При первом открытии диска программа может затребовать разрешение на инсталляцию (установку). Необходимо дать разрешение, согласившись на условия программы.  
Для дальнейшей работы с другими CD повторной установки программы не потребуется. Программа занимает лишь 50 Мбайт на жестком диске.
2. Если программа автоматически не запустилась, то необходимо просто открыть данный диск (не запустить, а именно открыть! диск), затем выбрать из множества папок значок  Setup.exe и кликнуть на него мышью. Программа загрузится автоматически.
3. Для быстрой загрузки изображения рекомендуется скопировать содержимое диска на **Локальный диск (C:)**, например, в общую папку – **КТ** – далее в персональную папку - **Ivanov I.I.**. Главное условие – обе папки называются **ЛАТИНСКИМИ** буквами! Папку с русским названием программа не откроет. Затем в общей папке КТ можно будет хранить исследования следующих пациентов, назвав их соответствующе.
4. Для дальнейшей работы с изображением КТ после того, как установлена программа и скопированы данные с диска в папку пациента на Локальный диск (C:), нужно открыть личную папку пациента на Локальном диске (C:) и **кликнуть мышью на значок**  Setup.exe. Программа загрузится автоматически.

### Минимальные системные требования:

*GALILEOS Viewer может эксплуатироваться только на ПК, отвечающем минимальным требованиям:*

Процессор:	Pentium IV Dual Core 1.6 ГГц
ОЗУ:	2 ГБ
Графическая система:	Внешняя видеокарта 128 МБ, 24-битный цвет при работе 1024*768, Shader Mode 3 (позволяет использовать 3D - визуализацию данных, в том числе планов имплантации)
Жесткий диск:	5 ГБ свободно
Дисководы:	CD - ROM
Принадлежности:	Клавиатура, мышь
Операционная система:	Windows XP (32-bit) с SP 3 NET 2.0 Runtime Libraries Windows Vista Business (32-bit) с SP2 Windows 7 (32 или 64-bit)